

Världsnyhet!




omniCHROMA

7 miljarder människor - en enda kompositfärg!

Omnichroma är en världsnyhet från Tokuyama Dental, tillverkaren av Estelite, som drastiskt förenklar arbetssättet vid restaurationer. Omnichroma är ett kompositssystem som endast innehåller en färg, men täcker in vita-skalan hela omfång! Kompositet tar upp tandens färgnyans och gör därmed all färgmatchning överflödig.

Omnichroma fungerar med hela vita-skalan



Unik universal komposit som med 1 enda färg estetiskt matchar dom flesta patienter som har färgerna A1-D4 i Vita skalan. De uniforma sfäriska super-nanofillerna (260 nm) med Smart Chromatic Technology gör att det via strukturerade ljustransufusioner speglar omgivande tandsubstans och ger en maximal anpassning till tandens färg. Även färgmatchning både före och efter blekning. Lätt att skulptera och polera.

Vid missfärgning finns en blocker som kan köpas separat för att användas då man behöver dölja eventuell missfärgning eller annan defekt så att inte kompositen anpassar sig efter det missfärgade.

Förpackning: 20 x 0,2 g i kapsel